


# Points forts de l'implant monobloc Z5m

Z5m-40-10

> Implantat 4 mm x 10 mm

Une expérience de plus de 60.000 implants posés

- excellente ostéointégration grâce à la technologie éprouvée et brevetée laser SLM® propre à l'entreprise technologie de surface et stérilisation douce au plasma
- Le filetage autotaraudeur avec réservoir de copeaux d'os réduit le couple insertion



Pilier à meulage direct in situ

- esthétique individuelle
- Restauration rapide et peu coûteuse - comme une dent naturelle

- Parfaite personnalisation Esthétique grâce à une limite de préparation usinable.

- Filetage conique avec un diamètre de noyau élargi dans la zone supérieure du filetage, garantit une résistance mécanique optimale et une meilleure stabilité primaire